

Lokale Vibrationstherapie für  
Therapeuten und Selbstanwender



1

## BEWÄHRTE WIRKWEISE

Akute und chronische Schmerzen lindern, neurologische Erkrankungen rehabilitieren

Die Vibrationen regen über die tiefgreifende Gewebestimulation körpereigene Mechanismen an und unterstützen die Rehabilitation einer Vielzahl von Erkrankungen:<sup>1</sup>



Sehnenschmerzen  
reduzieren



Greiffunktion  
verbessern



Muskelschmerzen  
lindern



Gangbild  
verbessern



Gelenkschmerzen  
lindern



Stimmfunktion  
verbessern

<sup>1</sup> Lundeberg (1984a): Pain allevation by vibratory stimulation. Murillo et al. (2014): Focal vibration in neurorehabilitation. Barsties (2020b): Treatment Effectiveness of NOVAFON Local Vibration Voice Therapy for Dysphonia Treatment. Serritella et al. (2020): Local Vibratory Stimulation for Temporomandibular Disorder Myofascial Pain Treatment: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Preliminary Study. Avvantaggiato (2020): Localized muscle vibration in the treatment of motor impairment and spasticity in post-stroke patients: a systematic review.

2

## LEISTUNGSSTARKER AKKU

Volle Flexibilität ohne Kabel – zu Hause, in der Praxis und unterwegs

Das neue NOVAFON bietet volle Bewegungsfreiheit dank seines langlebigen Akkus. Kabellos und praktisch – ermöglicht den Einsatz an nahezu jedem Ort.

3,5 h

Ø Gesamt-Akkulaufzeit

360°


Behandlungs- und Bewegungsfreiheit



3

## BREITES BEHANDLUNGSSPEKTRUM

Intelligente Einstellmöglichkeiten – Frequenz und Intensität anpassbar, je nach Behandlung und Empfinden



Das neue NOVAFON bietet Einstellmöglichkeiten zwischen 2 Frequenzen und je 3 Intensitäten. Die intuitive Stufen-Schaltung ermöglicht eine effiziente Therapie und die exakte Einstellung des gewünschten Behandlungsmodus. Die unterschiedlichen Intensitäten reichen von sehr sanft bis stark und lassen sich dem individuellen Empfinden komfortabel anpassen. Dadurch eröffnet sich ein breites Behandlungsspektrum von Kopf bis Fuß.

## BEWÄHRTE TECHNOLOGIE

Schon viele Jahre erfolgreich  
im Einsatz



„Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Es wurde in einer Ergotherapiepraxis wegen meiner Fingerarthrose angewandt und ich empfinde die Behandlung als sehr angenehm. Die Finger sind nach der Anwendung deutlich beweglicher.“\*

Anwenderin E.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Homepage Produktbewertung NOVAFON pro, 25.03.2017. <sup>2</sup>Therapeutenbericht Schlimm Physio & Relax, 26.08.2005. \*Einzelfallbeobachtung: Es liegen u. U. nicht ausreichend klinische Daten vor, um eine generelle Eignung der Lokalen Vibrationstherapie bei der beschriebenen Symptomatik zu belegen. Es handelt sich um Anwenderzitate, die den NOVAFON Produktbewertungen entnommen wurden.

„Die Patienten berichten bei oberflächlich liegenden Gelenk Außenflächen (Knie, Fuß, Ellenbogen, Handgelenk, Schulter, Wirbelsäule, Kiefergelenk) sofort eine Schmerzerleichterung und eine Bewegungsverbesserung, die ca. 2-3 Stunden anhält. Nach 3 Wochen täglicher Behandlung sind Besserungen der Beschwerden bis 90% keine Seltenheit.“\*

Schlimm Physio & Relax, Sindelfingen<sup>2</sup>



## ALLE ANWENDERGRUPPEN

Das neue NOVAFON für Therapeuten und Privatanwender

Ob in der professionellen Therapie oder zu Hause: Das neue NOVAFON wird bei vielen Krankheitsbildern therapieunterstützend eingesetzt. In der Logopädie, Physio- und Ergotherapie stellt die bewährte NOVAFON Technologie ihre Wirksamkeit täglich unter Beweis und viele Therapeuten empfehlen ihren Patienten die Anwendung zu Hause. NOVAFON ist erwiesenermaßen wirksam und einfach anzuwenden.

### ERGOTHERAPIE

**Spastiken** Verbesserung der Greiffunktion

**Neglect** Verbesserte Explorationsleistung zur betroffenen Seite

**Schmerzen** Schmerzreduktion und Steigerung des Bewegungsausmaßes

### PHYSIOTHERAPIE

**Spastiken** Verbesserung des Gangbilds

**Myofasziale Schmerzen** Schmerzreduktion und Lockerung der Muskulatur

**Sporttherapie** Förderung der Regeneration durch Stimulation des Gewebes

### LOGOPÄDIE

**Stimme** Verbesserung der Stimmfunktion

**Schlucken** Aktivierung der Muskulatur

**Sprechen** Verbesserte Ansteuerung der Muskulatur

**Myofunktionelle Therapie** Aktivierung hypotoner Muskulatur

**Intraorale Behandlung** Intraorale Wahrnehmungsförderung

### HEILPRAXIS

**Schmerzen** Schmerzreduktion und Steigerung des Bewegungsausmaßes

**Entzündungen und Gelenke** Schmerzreduktion und Steigerung des Bewegungsausmaßes

**Trigger- und Akupressurpunkte** Schmerzreduktion und Tonusregulation

### SELBSTANWENDER

**Orthopädische Krankheitsbilder wie Muskel-, Gelenk- und Sehnen-schmerzen** Schmerzreduktion und Regeneration

**Neurologische Erkrankungen nach Einweisung** Funktionserhaltung und Stimulation bei sensorischen Wahrnehmungsstörungen

### VETERINÄR

**Pferdetherapie** Schmerzreduktion und Regeneration


**Kleintiertherapie** Rehabilitation orthopädischer und neurologischer Erkrankungen

6

## EINFACHER AUFSATZWECHSEL

### Intelligentes Stecksystem zum Anbringen der Aufsätze

Durch eine Vierteldrehung ist jeder Aufsatz ohne Kraftaufwand oder Geschick in den Händen leicht anzubringen oder zu lösen.



**Teller-Aufsatz**  
zur flächigen Anwendung  
und zum Ausstreichen



**Kugelaufsatz**  
kleinflächigere und  
punktuelle Behandlungen

im Lieferumfang des  
Geräts enthalten  
DAS neue NOVAFON bzw.  
DAS neue NOVAFON power,  
Teller- und Kugelaufsatz,  
USB-Ladekabel mit Netz-  
stecker


7

## WEITERE AUFSÄTZE

### Optimieren Sie Ihre Behandlung mit diesen Aufsätzen\*

#### Reha-Set

**Teller-Aufsatz XL** ideal zur Behandlung von größeren Muskelgruppen  
**Igel-Aufsatz** besonders stimulierend  
**Kegelaufsatz** für punktuelle und präzise Anwendungen



#### Magnetaufsatz

punktuelle und intensivierte Anwendung beispielsweise bei der Behandlung von Triggerpunkten oder tief liegenden Behandlungsarealen

#### Sensi-Roller

kombiniert die durchblutungsfördernde Igelballmassage mit den Vibrationen des NOVAFON Schallwellengeräts und stimuliert so die Oberflächen- und Tiefensensibilität



#### Physio-Set

**Fasziens-Ball** Behandlung auch an konkaven Körperflächen  
**Fasziens-Gabel** sorgt für punktuellen Druck, zum Beispiel seitlich der Wirbelsäule  
**Fasziens-Keil** Ausstreichen größerer Muskelstränge und tief liegendem Faszienewebe

\*Alle Aufsätze sind erhältlich in Weiß und Anthrazitgrau.

8

## PRAKTISCHE LADESTATION

Vereinfachtes Laden und professionelle Präsentation

Die Ladestation ergänzt das neue NOVAFON perfekt: Ihre herausragenden Eigenschaften sind bequemes Laden durch einen stabilen Stand und eine vereinfachte Ablage des Geräts. Das schlichte und zeitlose Design unterstreicht zudem den professionellen Charakter in der Praxis oder zu Hause.



9

## DURCHDACHTE DETAILS

Verschiedene Haltemöglichkeiten und intuitive Einhandbedienung

Die ergonomische Geräteform ermöglicht unterschiedlichste Greif- und Haltepositionen und erlaubt dadurch ein gezieltes Applizieren der Vibrationen. Das sorgt für eine überaus effiziente und komfortable Behandlung.

Alle Einstellungen lassen sich zudem intuitiv einhändig steuern. Entsprechend muss das Gerät während der Behandlung nicht abgesetzt werden und Behandlungsschritte können nahtlos ineinander übergehen.





- Anzeige Intensität
- Multi-Taster  
Intensitätseinstellung  
3 Stufen
- Frequenzeinstellung  
100Hz/50Hz/OFF
- Anzeige Frequenzen

Komfortabel laden  
auch ohne Lade-  
station über USB-C

- Langlebiger Akku  
Ladeanzeige
- Praktische Ladestation  
leichte Handhabung,  
stabiler Stand

## 10 TRANSPORT CASE Geschützte Aufbewahrung und sicherer Transport



**Transport Case groß**  
Ob unterwegs oder zu Hause:  
In diesem Case sind die neuen  
NOVAFON Geräte inklusive  
Zubehör jederzeit bestens auf-  
gehoben. Seine hochwertige  
robuste Außenschale und sein  
dämpfendes Schauminlay ma-  
chen es zum sicheren Aufbe-  
wahrungsort! Die Netztasche  
im Deckel bietet zusätzlichen  
Stauraum für individuelles Zu-  
behör.

**Transport Case klein**  
Wer unterwegs nur das Not-  
wendigste braucht, findet in  
dem optional erhältlichen Ein-  
zelcase den idealen Begleiter.  
Es wurde zur Aufbewahrung ei-  
nes einzelnen neuen NOVAFON  
Geräts einschließlich Netzteil/  
Kabel oder Lieblingsaufsätzen  
konzipiert. Individuelles Zube-  
hör kann in der im Deckel be-  
findlichen Netztasche verstaut  
werden.











Beide Cases gibt es sowohl  
einzeln als auch im Set.



## GERÄTEVERGLEICH

Das neue NOVAFON power –  
Das neue NOVAFON

Welches NOVAFON passt zu mir? In unserem Gerätevergleich können Sie herausfinden, welches NOVAFON am besten auf Sie und Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Für eine sanftere Behandlung empfindlicher Körperstellen empfehlen wir das neue NOVAFON. Für die Behandlung großer und kompakter Muskelgruppen, z. B. bei Sportlern, kann das neue NOVAFON power mit höherer Intensitätsspanne, größerer Amplitude und Tiefenwirkung die bessere Wahl sein. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch und ganz individuell. So finden Sie das NOVAFON, das speziell für Ihren Anwendungsbereich geeignet ist.

	DAS NEUE NOVAFON POWER	DAS NEUE NOVAFON
		
ANWENDERGRUPPEN	Selbstanwender/Sportler Physiotherapeuten Heilpraktiker	Selbstanwender Logopäden Ergotherapeuten Heilpraktiker
MAXIMALE VIBRATIONSSTÄRKE		
ANWENDUNGSGEBIETE	ganzer Körper  empfohlen zur Behandlung kompakter Muskelgruppen & orthopädischer Erkrankungen wie z. B. Muskelverspannungen, Sportverletzungen u. v. m.	ganzer Körper  empfohlen zur Behandlung empfindlicher Körperstellen & Erkrankungen wie z. B. Sehnen-erkrankungen, Arthrose, Narben, CMD u. v. m.
INTENSITÄTSABSTUFUNGEN	Intensität 1  Intensität 2  Intensität 3 	  
PRODUKT-MERKMALE		
Akkuleistung	3400 mAh	2400 mAh
Ø Gesamt-Akkulaufzeit	3,5 h	3,5 h
Amplitude	0,3 – 4 mm	0,3 – 3,5 mm
Tiefenwirkung	6 cm +	6 cm
Behandlungsstufen	100 Hz   50 Hz	100 Hz   50 Hz
Gewicht Handstück	245 g	243 g
Abmessungen	83 x 187 x 38 mm (B x H x T)	83 x 187 x 38 mm (B x H x T)

Unsere Therapeuten beraten Sie persönlich, damit Sie optimal behandeln

Wir möchten Sie bei der Behandlung mit dem NOVAFON unterstützen und bieten Ihnen hierzu verschiedene Möglichkeiten:



#### Anwendungsberatung

Die telefonische Anwendungsberatung mit einem unserer Therapeuten ist für Sie kostenlos. Passen Sie Ihre Behandlung mit dem NOVAFON Ihren persönlichen Bedürfnissen an.



#### Web-Seminare

Unsere Web-Seminare sind ebenfalls kostenlos. Ein Therapeut führt Sie in verschiedene Themen ein und erläutert zum Beispiel die Grundfunktionen und Wirkweise des NOVAFON.



#### Fortbildungen

Als Therapeut können Sie zusätzlich an Fortbildungen teilnehmen. Diese sind umfangreicher als die Web-Seminare und werden von unseren NOVAFON Therapeuten durchgeführt.



#### Anwendungsbuch

Sie erhalten zu jedem NOVAFON unser umfangreiches Anwendungsbuch. Informieren Sie sich über die verschiedenen Anwendungsgebiete für sich bzw. Ihrer Patienten.

Seit mehr als 40 Jahren stellt die NOVAFON GmbH elektromedizinische Geräte her. Die Marke NOVAFON ist Botschafter der Lokalen Vibrationstherapie und steht für Qualität und Innovation. Unsere bewährten Therapiegeräte sind „Made in Germany“. Als Medizinproduktehersteller ist unser Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und unsere Produkte unterliegen strengen Sicherheitsbestimmungen – für die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Kunden.



#### Zertifiziertes Medizinprodukt

NOVAFON ist vom TÜV SÜD als Medizinproduktehersteller zertifiziert. Die Vibrationstherapie ist auf ihre Wirksamkeit untersucht und die Ergebnisse daraus wurden in zahlreichen Studien veröffentlicht.



#### Made in Germany

Unser Qualitätsversprechen: höchste Ansprüche an Verarbeitung und Material. Langlebige und zuverlässige Funktion. Eine lückenlose Qualitätssicherung.



Produkte

[novafon.de/produkte](https://novafon.de/produkte)

Anwendungsbereiche

[novafon.de/anwendung](https://novafon.de/anwendung)

Web-Seminare

[novafon.de/web-seminare](https://novafon.de/web-seminare)

Fortbildungen

[novafon.de/fortbildungen](https://novafon.de/fortbildungen)

[www.novafon.com](https://www.novafon.com)

[info@novafon.de](mailto:info@novafon.de)

+49 7151 133 970

NOVAFON GmbH

Daimlerstr. 13

71384 Weinstadt



[novafon\\_de](https://www.facebook.com/novafon_de)

[novafon\\_medical](https://www.instagram.com/novafon_medical)

[novafon\\_logo](https://www.instagram.com/novafon_logo)

